

## 1 - Modo de empleo

1. Pulse el interruptor de encendido y la pantalla mostrará **18888**, lo que indica que el funcionamiento es normal y que tiene suficiente energía. A continuación, la pantalla mostrará la última medición registrada y comenzará la rutina de autocombprobación. Tras la auto-comprobación, la pantalla mostrará 37,0°C (98,6°F) si el funcionamiento es correcto. Si pulsa el interruptor durante más de 2 segundos, la pantalla mostrará la última medición.
2. Suelte el botón y la pantalla mostrará "Lo" o "Lo"; el dispositivo estará listo para realizar la medición. Si la temperatura permanece por debajo de los 32,0°C (90°F), el símbolo "C" o "F" parpadeará durante unos 16 segundos. Después, el timbre de la alarma sonará durante 10 segundos.
3. Durante la medición, el símbolo "C" o "F" parpadeará mientras la temperatura vaya en ascenso. El valor máximo se obtiene cuando la temperatura no cambia, o cuando su cambio es inferior a 0,1°C (0,1°F) durante 16 segundos. El símbolo "C" o "F" dejará de parpadear y el timbre de la alarma sonará durante 10 segundos.
  - a) Alarma normal: Un sonido como "bi...bi...bi..." indica una temperatura normal por debajo de los 37,8°C (100°F).
  - b) Alarma por fiebre: Un sonido como "bi,bi,bi,bi" indica la presencia de fiebre, por una temperatura superior a los 37,8°C (100°F).
4. La pantalla LCD mostrará "Hi" o "Hi" si la temperatura medida supera los 43,0°C (109,9°F).
5. Apague la unidad pulsando ligeramente el interruptor de encendido; o, si la deja inactiva durante 9 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía.
6. Cuando se utilice para tomar la temperatura a un niño, éste debe estar

## 2 - Medición

1. Le recomendamos tomarse la temperatura a una hora específica de la mañana, ya que si la toma antes o después, la temperatura puede ser mayor o menor.
2. Uso en la boca: Por favor, cierre la boca durante 1 minuto para que la temperatura sea estable, y respire despacio por la nariz. El aire de la respiración afectará a la precisión de la medición a través de la boca.



NOTES

- Las temperaturas normales varían en función de cada persona y de los tiempos de medición.
- Antes de cada uso es necesario esterilizarlo.
- Si la batería tiene poca energía, la medición será imprecisa.

## 3 - Limpieza y mantenimiento

1. El termómetro es resistente al agua y se puede limpiar por el agua o la esterilización lición con un paño suave. Se recomienda una lición de esterilización con una densidad de alcohol médico 95%.



NOTES

Utilizar otra lición de otra densidad u otro método de limpieza puede dañar el termómetro. El producto no requiere ninguna calibración y se recomienda utilizarlo durante 3 años.

## 4 - Observaciones

1. Es apto para medir la temperatura del cuerpo humano y esto es necesario en todas las familias.
2. Está diseñado y fabricado según los requisitos relevantes de EN12470-3: Rendimiento de termómetros eléctricos compactos (no predictivos y predictivos) para temperatura máxima.

3. Ha superado el test de emisión EMC, el test de inmunidad de acuerdo a EN60601-1-2, y el test de biocompatibilidad de acuerdo a MDD, anexo I.
4. Según su grado de protección frente a descargas eléctricas, está calificado como BF, de acuerdo a EN60601-1.
5. Evite dejarlo caer, romperlo o golpearlo.
6. No lo sumerja nunca en agua hirviendo para su esterilización.
7. Evite que entre en contacto con sustancias químicas y manténgalo apartado de la luz solar directa o de fuentes de calor, así como de fuentes de fuertes interferencias electromagnéticas.
8. Debe utilizarse en ambientes con una temperatura de entre +10°C y +35°C (+50°F~+95°F) y una humedad de entre el 40 y el 80%, y guardarse y transportarse en ambientes con una temperatura de entre -10°C y 40°C (+14°F~+104°F) y una humedad de entre el 30 y el 90%.
9. Para eliminar este producto o la batería, debe seguir las normativas nacionales pertinentes.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de mantener tanto el termómetro como las pilas fuera del alcance de los niños.

## GARANTIA - CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo ( pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

- El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
- El producto ha sido modificado y/o dañado.
- La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de las baterías).

Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:

- Costes de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual costes para la manutención ordinaria del producto.
- Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
- Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
- Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
- Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio [www.novitababy.com](http://www.novitababy.com)