


1 - Como usar

1. Premir o interruptor de alimentação, seguidamente o visor exibe  que indica o funcionamento normal e a alimentação suficiente. Seguidamente exibe a última medição memorizada e inicia uma rotina de autoteste. Depois do autoteste, O visor exibe 37,0 °C (98,6 °F) se o funcionamento for o correto. Ou se o interruptor for premido durante mais de 2 segundos, o visor mostrará a última medição.
2. Libertar o botão, seguidamente é exibido "Lo °C" ou "Lo °F" e está pronta para efetuar a medição. No caso de as temperaturas se manterem abaixo de 32,0 °C (90 °F), o símbolo "°C" ou "°F" ficará intermitente durante 16 segundos. Seguidamente o alarme toca durante cerca de 10 segundos.
3. Durante a medição, o símbolo "°C" ou "°F" fica intermitente enquanto a temperatura estiver a subir. Quando atingir o valor máximo que não se altera ou se a alteração for inferior a 0,1 °C (0,1 °F) num período de 16 segundos. O símbolo "°C" ou "°F" deixa de estar intermitente e o alarme toca durante 10 segundos.
 - a) Alarme normal: O som de "bi...bi...bi...bi..." significa a temperatura normal inferior a 37,8 °C (100 °F).
 - b) Alarme de febre: O som de "bi,bi,bi,bi" significa febre e que a temperatura é superior a 37,8 °C (100 °F).
4. O LCD exibe "Hi °C" ou "Hi °F" se a temperatura medida for superior a 43,0°C (109,9°F). Desligar a unidade premindo ligeiramente o interruptor de alimentação, ou deixar o dispositivo inativo durante 9 minutos, este desligar-se-á automaticamente para poupar carga.
6. Quando é utilizado para medir a temperatura de uma criança, deve ser vigiado de perto por um adulto.

2 - Medição

1. É aconselhável medir a sua temperatura a uma hora específica da manhã, se for mais cedo ou mais tarde, a temperatura será mais baixa ou mais elevada.
2. Utilizado na boca: Deve fechar a boca durante 1 minuto para estabilidade da temperatura, respirar calmamente pelo nariz. O ar da respiração afetará a precisão da medição na sua boca.



NOTAS

- As temperaturas normais são diferentes de pessoa para pessoa e no tempo de medição.
- É necessário proceder à esterilização antes de cada medição.
- A medição é inexacta sempre que a pilha estiver fraca.

3 - Limpeza e manutenção

1. O termómetro é impermeável e pode ser limpo com água ou loção esterilização com um pano macio. Uma loção de esterilização com uma densidade de 95% de álcool médica é recomendada.



NOTAS

O uso de outra solução, com densidade diferente ou de outro método de limpeza pode danificar o termómetro. O produto não requer qualquer calibragem e é recomendado para utilização durante um período de 3 anos.

4 - Observações

1. É adequado para medição da temperatura do corpo humano e necessário para todas as famílias.
2. É concebido e fabricado em conformidade com os respetivos requisitos na EN12470-3: O desempenho dos termómetros elétricos Compact (com e sem prognóstico) com dispositivo máximo.

3. Foi aprovado no teste de emissão EMC, no teste de imunidade em conformidade com a EN60601-1-2 e no teste de biocompatibilidade em conformidade com o anexo I MDD.
4. De acordo com o grau de proteção contra choque elétrico, tem a classificação BF conforme a EN60601-1.
5. Evitar quedas, impactos ou pancadas.
6. Nunca o colocar em água a ferver para esterilização.
7. Nunca tocar em qualquer solução química e manter afastado da luz solar direta ou de fonte de calor bem como de fonte eletromagnética intensa para impedir interferências.
8. Deve ser utilizado num ambiente a uma temperatura de +10 °C~+35°C (+50°F~+95°F), e com uma humidade de 40~80%, e deve ser armazenado e transportado num ambiente com uma temperatura de -10°C~40°C (+14°F~+104°F) e uma humidade de 30~90%.
9. A eliminação do produto e da pilha deve ser realizada em conformidade com os regulamentos nacionais respetivos.



CUIDADO

Deve certificar que tanto a pilha como o termómetro são mantidos longe do alcance das crianças.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda).

A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se:

- Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado em conformidade com as instruções do manual.
- Este produto foi modificado e / ou adulterados.
- A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias).

O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:

- Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
- Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia.
- Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
- Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto.
- Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrónicos, incluindo a falta de serviço.

Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nunitababy.com