


1 - Navodila za Uporabo

- Po pritisku stikala za vklop/izklop, bo zaslon prikazal , kar pomeni, da naprava deluje pravilno in da je baterija dovolj napolnjena. Sledil bo prikaz zadnje izmerjene temperature in postopek samodejnega testiranja. Po končanem postopku samodejnega testiranja. Če naprava deluje pravilno, bo zaslon prikazal 37,0 °C (98,6 °F). Če pritisnjeno stikalo zadržite za več kot 2 sekundi, bo zaslon prikazal zadnjo meritev.
- Ko spustite gumb, bo zaslon prikazal "Lo°C" ali "Lo°F" in naprava bo pripravljena za uporabo. Če znaša izmerjena temperatura pod 32,0°C (90°F), bo simbol "°C" ali "°F" utripal okoli 16 sekund. Oglasil se bo zvočni alarm, ki bo aktiven okoli 10 sekund.
- Če se bo med postopkom merjenja temperatura povišuje, bo na zaslonu utripal simbol "°C" ali "°F". Ko termometer zabeleži najvišjo izmerjeno vrednost, ki se ne spreminja ali se v roku 16 sekund spremeni za manj kot 0,1°C (0,1°F). Simbol "°C" ali "°F" bo prenehal utripati in oglasil se bo zvočni alarm, ki bo aktiven okoli 10 sekund.
 - Alarm za normalno telesno temperaturo: Alarm, ki piska "bi...bi...bi... bi... ." pomeni, da je izmerjena temperatura nižja od 37,8°C (100°F).
 - Alarm za povišano telesno temperaturo: Alarm, ki piska "bi,bi,bi,bi" pomeni, da je izmerjena temperatura višja od 37,8°C (100°F).
- Če je izmerjena temperatura višja od 43,0°C (109,9 °F), bo LCD zaslon prikazal "Hi°C" ali "Hi°F".
- Napravo izklopite z rahlim pritiskom na gumb za vklop/izklop; termometer se bo izklopil tudi po 9 minutah nedelovanja, da se baterija ne bi prehitro izpraznila.
- Če se termometer uporablja za merjenje telesne temperature otroka, mora postopek merjenja nadzorovati odrasla oseba.

2 - Meritve

- Priporočamo, da telesno temperaturo merite ob določenem času zjutraj, saj se lahko rezultati meritev razlikujejo glede na čas dneva.
- Oralno merjenje: Zaprite usta za 1 minuto in normalno dihajte skozi nos, da stabilizirate temperaturo. Prehod zraka skozi usta bi lahko vplival na meritve.



- Dobro je vedeti, da se normalne temperaturni razpon spreminja glede na čas merjenja in da je telesna temperatura pri dojenčkih in malčkih drugačna kot pri odraslih.
- Termometer je treba pred vsako uporabo in med posameznimi meritvami dezinficirati.
- Iztošene baterije lahko privedejo do netočne meritve.

3 - Čiščenje in Nega Naprave

- Termometer je vodotesen in ga je mogoče očistiti z vodo ali sterilizacije losjon z mehko krpo. Priporočljivo je sterilizacija losjon z gostoto 95% medicinskega alkohola.



Druga dezinfekcijskega sredstva, raztopine in čistilne metode lahko poškodujejo termometer. Termometer ne potrebuje umerjanja in je primeren za uporabo do 3 let.

4 - Opombe

- Termometer je primeren za merjenje telesne temperature vseh družinskih članov.
- Termometer je zasnovan in izdelan skladno z zahtevami standarda EN12470-3: Delovanje zaprtih trdnih električnih termometrov (brez umerjanja ali z njim).

- Termometer je opravil test elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje splošne varnostne zahteve za medicinsko električno opremo skladno z EN60601-1-2 in test za biokompatibilnost skladno z zahtevami direktive MDD dodatka I.
- Zaščita pred električnim udarom izvedba v skladu s tipom BF standarda EN 60601-1.
- Termometer ne sme pasti na tla in ni odporen na udarce.
- Termometra nikoli ne razkužite tako, da ga potopite v vročo vodo.
- Termometer ne sme priti v stik z kemikalijami, ne smete ga izpostavljati visokim temperaturam ali ga puščati na soncu in ne sme biti izpostavljen močnim elektromagnetnim poljem, sicer lahko pride do motenj v delovanju.
- Termometer smete uporabljati pri okoliški temperaturi med +10°C~+35°C (+50°~95°F) in relativni vlažnosti zraka od 40-80%, oz. ga shraniti ali transportirati pri temperaturi od -10°C~40°C (+14°F~+104°F) in relativni vlažnosti zraka od 30 do 90%.
- Pri odstranjevanju iztošenih baterij upoštevajte trenutno veljavne nacionalne predpise za odlaganje odpadkov.



Termometer in baterijo hranite nedosegljivo otrokom.

JAMSTVO - POGOJI IN DOLOČILA

V skladu z veljavnimi uredbami proizvajalec ponuja 24-mesečno (zakonsko določeno) garancijo na materialne okvare ali tovarniške napake, ki začne veljati na dan, naveden na računu.

Iz 24-mesečne zakonsko določene garancije so izzeti deli, označeni kot »potrošniški materiali« (npr. baterije, krtačke ali deli, podvrženi obrabi).

24-mesečna zakonsko določena garancija ne vključuje:

- Izdelek je utrpel estetsko škodo zaradi nepravilne uporabe oziroma uporabe, ki ni bila v skladu z navodili za uporabo.
- Izdelek je bil spremenjen oziroma so bili na njem storjeni posegi.
- Vzrok okvare je neprimerno vzdrževanje posameznih sestavnih delov in/ali dodatkov in/ali pripomočkov (npr. oksidiranja in/ali posledic zaradi zadrževanja vode ali drugih tekočin, usedlin, ki blokirajo senzor, puščanja korozivne tekočine iz baterij.)

Iz 24-mesečne zakonsko določene garancije je izključeno:

- Stroški, povezani z nadomeščanjem in/ali popravilom delov, podvrženim obrabi, ali stroški zaradi rednega vzdrževanja izdelka.
- Stroški in tveganja, povezana s prevozom izdelka v in iz trgovine, kjer ste ga kupili, ali drugega centra, pooblaščenega za sprejemanje izdelkov pod garancijo.
- Škoda, povzročena zaradi nepravilne namestitve ali uporabe, ki ni v skladu z navodili uporabe.
- Škoda, povzročena zaradi naravnih katastrof, nesreči ali vplivom in pogojev, škodljivih za izdelek.
- Napak, ki imajo zanemarljiv učinek za delovanje naprave.

Proizvajalec, distributer in druge stranke, vpletene v prodajo, ne prevzemajo nase krivde za izgube ali ekonomske posledice zaradi okvare izdelka. V skladu z veljavnimi uredbami proizvajalec, distributer in druge stranke, vpletene v prodajo, niso odgovorni za nobeno škodo, vključno s posredno in neposredno škodo, izgubo neto prihodkov, izgubo prihrankov in dodatno škodo ali druge posledice, ki nastanejo zaradi kršenja jamstva, pogodbe, objektivne odgovornosti in drugih kršitev ter posledic zaradi uporabe oziroma nezmožnosti uporabe izdelka in/ali papirnatih in elektronskih dokumentov, vključno z neprimernim vzdrževanjem.

Za dodatne informacije o službi za pomoč obiščite spletno stran www.nunitababy.com.