


Parabéns pela sua compra deste multi-função de termômetro digital, permitelhe medir a temperatura do corpo. Para o uso adequado e segurança para o usuário aplicar respeitar escrupulosamente as precauções e avisos listados neste manual. Antes de usar o termômetro digital, leia atentamente e cuidadosamente este manual e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO




1. Tampa do sensor
2. Tampa do Rosto
3. Sensor Orelha
4. Botão Orelha
5. Botão OK
6. Botão Rosto
7. Lanterna LED
8. Botão MEM/SET
9. Baterias



Limpe a sonda com álcool após cada utilização para manter a higiene e precisão.

LANTERNA LCD



1. PM
2. Agora a temperatura
3. Memória
4. "FE" Alerta Febre
5. Medição com a orelha
6. Medição com o rosto
7. Medição com Leite / água
8. Temperatura do corpo
9. indicador de bateria
10. Sensor Limpeza Alerta

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O capítulo seguinte descreve as principais características do termômetro multi-função digital:

Temperatura ambiente: quando ele é usado para detectar a temperatura do corpo, a função multi-termômetro digital exibe a temperatura, a data ea hora do dia. O dispositivo tem um tipo

de calendário gregoriano entre 2001 eo ano de 2099 eo tempo é exibido em 24 horas. Remover as pilhas ou depois substituí-los, a data ea hora é de volta para redefinir as configurações de fábrica (primeiro de janeiro de 2011). Tela LCD que mostra a data, hora e temperatura. O tempo ea temperatura do suplente a cada 5 segundos. A faixa de medição da temperatura ambiente estiver entre 5,0 ° C e 59,9 ° C (41,0 ° F - 139,8 ° F).

Faixa de medição: Um deles é o termômetro digital que pode medir a temperatura corporal entre 32,0°C e 42,9°C (89,6°F - 109,3°F).

Memória: o termômetro digital multifunções é capaz de armazenar os últimos 30 medições de temperatura de gravação:

1. A temperatura do corpo
2. tempo
3. modo de medição (orelha ou na testa)
4. número de posição de memória.

SENSOR LIMPEZA ALERTA

Se o Símbolo [👁️] aparecer entre o uso da 4 e 7 vez , por favor, limpe a sonda.

Pressione [MEM/SET] para fazer o reset.

PREPARAÇÃO

Verifique se as pilhas são novas. Se você trocar as pilhas com duas pilhas AAA novas.

Para obter medições confiáveis que esperar 30 minutos para ajustar o termômetro em temperatura ambiente.

As mudanças de temperatura podem causar medições não confiáveis, por isso não coloque o termômetro na frente dos radiadores, aparelhos de ar condicionado ou aquecimento antes da medição, como você pode obter resultados inconsistentes.

Certifique-se que o ouvido está seco e limpo como a presença de cera ou resíduo de epitélio podem causar resultados inconsistentes.

Verifique se a pele da testa é seco e limpo como a presença de suor, maquiagem ou outras substâncias podem alterar o resultado.

Para garantir resultados precisos das medições são realizadas em repouso a temperatura corporal pode aumentar após o exercício ou após um banho.

COMO MEDIR

Para medir a temperatura através do ouvido:

1. Insira cuidadosamente o sensor na orelha e pressione a tecla [Orelha] para iniciar a medição
2. Aparecem na tela LCD a temperature detectada
3. Durante a medição do termômetro firmemente desafio e não toque em qualquer tecla.




Para medir a temperatura da testa:

Instale a tampa no sensor

Coloque o termômetro no centro da testa

Pressione a tecla [Rosto].

Depois de cerca de 1 segundo irá retornar o termômetro para a leitura da temperatura.



O resultado será automaticamente gravada na memória do termômetro é concedido o maior número de memória. Se o termômetro na memória já contém 30 valores medidos, o mais antigo é excluído e todos os outros, será atribuído um número de unidades menores da memória de medição como o mais recente será atribuído o maior número de memória.

É recomendável não executar mais de três medidas consecutivas. Antes de realizar qualquer medição 4 ° fazer uma pausa de 10 minutos.

Se a temperatura do corpo tem um valor entre 32,0 ° C e 42,9 ° C (89,6 ° F -109,3 ° F), o visor mostra a temperatura em formato numérico.

Se a temperatura medida está acima de 42,9 ° C (109,3 ° F) no visor lê "HI".

Se a temperatura medida é 32,0 ° C menor do que AA (89,6 ° F), o visor irá mostrar "LO".


Após a medição, a luz vem em relação:

Verde: temperatura entre 35,6°C (96,0°F) e 37,4°C (99,3°F)

Vermelho (Lento): temperatura entre 37,5°C (99,4°F) e 37,9°C (100,3°F)

Vermelho (Rápido): temperatura entre 38,0°C (100,4°F) e 42,9°C (109,3°F)

Quando terminar e depois de cerca de 30 segundos de inatividade, a função multi-termômetro digital retornará automaticamente ao modo de relógio. Se a função do sono está ativo, após cerca de 1 minuto de inatividade, o ecrã desliga-se automaticamente.



Recursos avançados

Quando não em uso, o multi-função de termômetro digital exibe a hora atual e temperatura. Esta condição é chamada de "modo de relógio".

Para medir a temperatura da Leite / água:

1. Pressione a tecla [Rosto] a [Orelha].
2. Pressione a tecla [Orelha] para iniciar a medição.
3. Pressione a tecla [MEM/SET] para sair.

MODO DE RELÓGIO

Exibe hora e data na seguinte ordem: ano, mês e dia. Entre as horas e minutos é o símbolo ":" está a piscar, indicando a passagem de segundos.

LCD tela irá alternar a cada 5 segundos o tempo e temperatura. Pressione a tecla [OK] para exibir a hora e temperatura.

Instalação

1. Pressione e segure por 2 segundos, o [MEM/SET] para ativar a configuração do dispositivo.
2. Pressione a tecla [MEM/SET] para aumentar o valor do parâmetro que você está definindo (hora, minuto, ano, mês e dia) ou para ativar ou desativar a função dormir.
3. Pressione a tecla [OK] para confirmar e ir para o próximo.
4. Pressione e segure [MEM/SET] para aumentar rapidamente o valor do parâmetro selecionado.

O dispositivo vai sair da configuração e alternar para o modo de relógio automaticamente após 30 segundos da última tecla pressionada.

Unidade de medida

Pressione e segure o botão [OK] para alternar entre Celsius (° C) para Fahrenheit (°F).

Memórias

Quando o termômetro está em modo de relógio digital, pressione a tecla [MEM/SET] para se referir às medidas gravadas na memória. Se você ver o símbolo “-” significa que não há dados na memória. A capacidade máxima de memória do dispositivo é de 30 medições. Pressione e segure [MEM/SET] para rolar rapidamente através das medições gravadas na memória. O dispositivo retornará automaticamente ao modo de relógio depois de 5 segundos da última tecla pressionada.

DICAS

Para usuários iniciantes, recomenda-se realizar três medições de teste para a prática com o dispositivo. Considere o valor máximo no uso contínuo

pode levar a uma tolerância de erro de $\pm 0,3^{\circ}\text{C} - \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Em pessoas saudáveis, não há diferença entre a orelha esquerda ou direita, de modo a experimentar medição de ambas as orelhas e medir a temperatura do ouvido que retorna o valor mais alto.

Substituir as baterias

1. Remova a tampa da bateria.
2. Sempre use pilhas novas do mesmo tipo (2 x AAA) e verifique a polaridade indicada no interior do compartimento da bateria (símbolos [+] e [-]).
3. Recoloque a tampa da bateria.

Manutenção

Limpe o aparelho com um pano macio, seco e limpo. Não mergulhe o aparelho em líquidos, solventes ou detergentes.

Conservação

Limpe o termômetro e cubra o sensor com a tampa após cada

utilização. Não exponha o termômetro à luz solar direta, altas temperaturas, umidade, fogo, chamas e evitar colisões. Se você não usar o termômetro por um período muito longo, retire as pilhas.

Calibragem

Este termômetro foi calibrado na fábrica. Se o termômetro é utilizado de acordo com as instruções contidas neste manual não é necessário recalibrar periodicamente. No caso de medições incorretas fortemente em contato com o revendedor local para procedimento de assistência. Não greded desmontar, reparar ou modificar o termômetro.

Limpeza


Mantenha a superfície do sensor limpo contrário as medidas podem não ser confiáveis. Limpe a superfície do sensor com um cotonete embebido em água ou álcool, e novamente antes de usar o termômetro para secertificar de que a superfície do sensor é seco.


USE DESTINA


Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo não é exigido pelo pessoal médico e paramédico. O dispositivo pode ser usado para medir a temperatura do corpo a partir da orelha ou na testa e devem ser utilizados seguindo cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Qualquer utilização diferente daquela indicada neste manual deve ser considerado impróprio.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


Os símbolos de aviso e logos neste manual destinam-se a alertar o usuário para evitar situações perigosas e evitar danos ao usuário e aos outros. A tabela a seguir fornece uma descrição:

 Este símbolo indica informações ou indicações que devem ser seguidas para evitar o risco de danos para o usuário ou outras pessoas.

 Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou outros membros da família.

 Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou outros membros da família.

 Este símbolo indica importantes obrigações expressamente indicado nas instruções a seguir.

 Este símbolo indica que o produto está em conformidade com os requisitos de proteção contra choque elétrico dispositivo do tipo BF.

 Symbol for “MANUFACTURER”

 Symbol for “EUROPEAN REPRESENTATION”

ALERTAS PARA O USUÁRIO

Com base nos resultados obtidos através da medição da temperatura corporal com este dispositivo, é perigoso para os usuários a formular um diagnóstico e tomar a medicação sem consultar seu médico antes. Um diagnóstico incorreto e tratamento pode causar consequências graves e agravamento da doença. Siga sempre as instruções do seu médico.

Não toque ou engolir o sensor infravermelho. Um sensor de sujeira pode retornar os valores da temperatura do corpo não confiáveis e não confiáveis.

No caso de uma temperatura corporal acima de $38,0^{\circ}\text{C}$ ea presença de sintomas de sofrimento pelo paciente imediatamente contactar o seu médico.

Mantenha longe das crianças, porque há peças pequenas que podem ser engolidas e causar situações perigosas.

A ingestão de qualquer das partes, como baterias ou cubra o sensor requer intervenção imediata por pessoal de emergência ou seu médico.

A falta de cautela na medição da temperatura através do ouvido pode causar danos e ferimentos.

Este dispositivo não se destina a ser usado por pessoas, incluindo crianças com deficiência física, deficiência sensorial e mental, ou falta de experiência ou conhecimento se não forem devidamente educados e treinados para usar o dispositivo por uma pessoa competente e responsável pela sua segurança.

No caso de doenças como infecções de ouvido ou doenças do tímpano, use um termômetro para medir a temperatura somente através da testa. Use o termômetro para medir a temperatura através do ouvido pode piorar a condição.

Se uma banheira ou chuveiro, não imediatamente realizar uma medição da temperatura, pois a presença de água residual pode causar danos ao ouvido.



Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e espere até que a superfície esteja completamente seca antes de prosseguir com uma nova medição.

O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de comprometer a eficiência e confiabilidade.

Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e espere até que a superfície esteja completamente seca antes de prosseguir com uma nova medição.

O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de comprometer a eficiência e confiabilidade.



O uso de remédios, como esponja com água fria ou gelo diminui a temperatura, assim você não precisa executar a medição imediatamente caso contrário, você obter valores mais baixos.

Antes de tomar a medição da temperatura do corpo leva cerca de 30 minutos como as mudanças de temperatura causadas por várias condições que podem ocorrer entre o alojamento local podem afetar os resultados, fazendo com que a medição não confiável.



Uma vez esgotada a carga baterias descartados em recipientes apropriados, em conformidade com os regulamentos.

Este termômetro digital é um dispositivo para medir a temperatura do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo não é exigido pelo pessoal médico e paramédico.

INFORMAÇÕES GERAIS

A temperatura do corpo não é absoluto e tem um valor único pode variar por diversos motivos. A idade eo sexo do sujeito, por exemplo, podem afetar a saúde e temperatura corporal ideal durante o dia pode variar de um mínimo de 35,5 ° C (95,9 ° F) até um máximo de 37,8 ° C (100,0 ° F).

É aconselhável a realização de medições em condições de óptima saúde em diferentes momentos do dia para ter os valores de referência.

A temperatura da orelha, ou a temperatura, tende a ser maior em cerca de 0,5 ° C acima da temperatura ou da frente temperatura exterior.

Sugerimos que você sempre usa o mesmo sistema de medição de temperatura (orelha ou testa) e em caso de medição duplo (orelha e testa) no mesmo paciente, considere a diferença descrita acima. O termômetro digital calculará automaticamente essa diferença, por isso se você não pressionar o botão correto de acordo com o método de medição de temperatura (orelha ou testa) os resultados não serão confiáveis e não confiáveis.

O termômetro digital detecta o calor infravermelho do fluxo sanguíneo através do canal auditivo ou através da área da testa, que, sendo aspergido tempo dall'arteria permite detectar a temperatura do corpo em um rápido, preciso e confiável. Em uma pessoa saudável que gosta de boa saúde, a temperatura não deve variar muito entre a orelha esquerda e direita. Para encontrar o caminho certo, é recomendada a realização de medições em ambas as orelhas e usar sempre aquele que retorna uma temperatura mais alta. Para medir a temperature corporal através da testa, não coloque o sensor para a pele, mas manter a uma distância de cerca de 1 cm. Para medir a temperatura por si só é recomendado usar o fone de ouvido sistema de medição, e quando você tem que medir a temperatura para outro assunto, você pode escolher se quer medir a temperatura da frente, ou fone de ouvido.

RECOMENDAÇÕES

Não use o aparelho para outros fins que não os mencionados no uso pretendido.

Mantenha o aparelho sofre queda de colisão, ou outros impactos. Durante a medição não usa um telefone sem fio ou nas imediações do dispositivo.

Durante a medição não usa um telefone sem fio ou nas imediações do dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto:	Nuvita 2087
De energia:	3 VDC (2 x AAA batteries)
Sensor:	IR sensor
Faixa de medição (temp. corporal):	32,0°C – 42,9°C (89,6°F – 109,3°F)
(temperatura):	5,0°C – 59,9°C (41,0°F – 139,8°F)
(Leite / água):	20,0°C (68,0°F) ~ 60,0°C (140°F)
Tolerância: (corporal)	±0,2°C (±0,4°F) From 35,5°C – 42,0°C (95,9°F – 107,6°F)
	±0,3°C (±0,5°F) <35,4°C and >42,1°C (<95,8°F and >107,7°F)
(temperatura)	±1°C (±2°F)
(Leite / água)	±2°C (±4°F)
Dimensões:	142.5 x 38.5 x 31 mm
Peso:	63.5 gr. without batteries
Ambiente:	Ear: 10,0°C – 40,0°C (50,0°F – 104,0°F) Forhead: 15°C – 40°C (59,0°F – 104,0°F)
Umidade:	20%RH – 80%RH
pressão atmosférica:	700hPa-1060hPa
De armazenamento:	-20°C – 55°C (-4,0°F – 131°F)
Umidade:	20%RH – 90%RH
pressão atmosférica:	700hPa-1060hPa

NOTA: Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.



Il presente dispositivo è conforme alle norme più importanti e agli altri requisiti pertinenti dei regolamenti europei applicabili. Il dispositivo è conforme alla direttiva 93/42/EC successivamente emendata dalla direttiva 2007/47/EC. Organismo notificato TÜV Rheinland (0197).

ASSISTÊNCIA

Todo cuidado foi tomado na realização de produtos, acessórios e documentação fornecida na caixa fornecida, por isso em caso de problemas, é aconselhável repetir seguindo fielmente as instruções do manual de instruções. Para qualquer informação sobre o serviço, visite o site www.nuvitababy.com.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

De acordo com as normas vigentes, o fabricante oferece ao consumidor uma garantia legal de 24 meses a partir da data indicada no recibo. Estão excluídos da garantia legal de 24 meses produtos identificados como “consumíveis” (por exemplo, baterias, escovas de dentes e vai para peças sujeitas a desgaste). A garantia legal de 24 meses, caduca se:

1. produto tenha sofrido danos estéticos causados não por operação incorreta de acordo com instruções no manual de instruções.

2. produto foi modificado e / ou adulterado.

3. A causa do problema é atribuível à má manutenção dos componentes individuais e / ou acessórios e / ou materiais (por exemplo, oxidação e /ou incrustação devido à retenção de água ou outros líquidos, sedimentos bloqueando o sensor, a saída off corrosivos baterias líquido).

Estão excluídos da garantia legal de 24 meses:

1. Custos de uma cirurgia de substituição e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos de rotina de manutenção do produto.

2. Os custos e riscos envolvidos em trazer o produto de e para a loja onde comprou ou centro de recolha de outra forma autorizado a receber

produtos dentro da garantia.

3. Danos causados por ou resultante de má instalação ou mau uso não conforme com as instruções do manual de instruções.

4. Danos devido a catástrofes naturais, acidentes, ou condições adversas que não são compatíveis com o produto.

5. Defeitos marginais que têm um efeito desprezível sobre o desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as empresas envolvidas na venda não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as empresas envolvidas na venda não respondem, em qualquer caso por danos, incluindo perdas directas, indirectas do lucro líquido, perda de poupança e outros acessórios e danos especiais consequentes além do dano causado pela quebra de garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e / ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço.